



Premilene® Mesh Plug

Fácil de posicionar, insertar y estabilizar




Posicionar

Sujete el asa central y posicione Premilene® Mesh Plug sobre el defecto



Insertar

Inserte con cuidado Premilene® Mesh Plug dentro del defecto



Estabilizar

Fije Premilene® Mesh Plug con puntos de sutura y aplique la malla de soporte

La técnica de implantación facilita el uso de Premilene® Mesh Plug.

Tan sólo siga 3 sencillos pasos:


- posicionar
- insertar
- estabilizar



Premilene® Mesh Plug

Premilene[®] Mesh Plug

Malla autoexpandible de diseño innovador



Malla de tapón para reparación herniaria

Premilene® Mesh Plug

Diseño anatómico que se adapta al defecto herniario

Premilene® Mesh Plug se ha diseñado para la reparación quirúrgica tanto de hernias primarias como recidivadas.

Esta malla tapón de superficie suave y autoexpandible permite rellenar el defecto en su totalidad.

Premilene® Mesh Plug se adapta de manera óptima a la forma del defecto herniario respetando la anatomía natural.

autoexpandible

Diseño anatómico tridimensional

perfecta adaptación al defecto herniario

Diseño de cono de superficie suave

para una integración y cicatrización más rápida

Punta roma

mejora la comodidad del paciente

Asa de sujeción central

implantación rápida y precisa



Amplia gama de tamaños

adaptación a las diferentes profundidades de hernias

Con o sin malla de soporte

adaptación total a las necesidades del cirujano

el diseño tridimensional más anatómico




El asa de sujeción mejora la manejabilidad y proporciona una colocación rápida y precisa.



El diseño de cono autoexpandible se adapta totalmente al defecto herniario.







La punta roma y atraumática rellena más área del defecto y mejora la estabilidad de la malla.



Óptima adaptabilidad y estabilidad en el defecto herniario.

Gama de producto

	Tamaño	Referencia	Dimensiones	Unidades/caja	Forma		
					Base	Altura	Malla de soporte
Con malla de soporte	Pequeño	1064605UNI	Altura de cono: 2,5 cm	1			
		1064605	Malla de soporte: 5x10 cm	5			
		75543A	Altura de cono: 2,5 cm Malla de soporte: 6x14 cm	1			
	Mediano	1064615UNI	Altura de cono: 3,25 cm	1			
		1064615	Malla de soporte: 5x10 cm	5			
		75544A	Altura de cono: 3,25 cm Malla de soporte: 6x14 cm	1			
	Grande	1064625UNI	Altura de cono: 3,75 cm	1			
		1064625	Malla de soporte: 5x10 cm	5			
		75545A	Altura de cono: 3,75 cm Malla de soporte: 6x14 cm	1			
	Extra-Grande	1064635UNI	Altura de cono: 4,5 cm	1			
		1064635	Malla de soporte: 5x10 cm	5			
	Sin malla de soporte	Pequeño	1064603UNI	Altura de cono: 2,5 cm	1		
1064603			Sin malla de soporte	5			
Mediano		1064613UNI	Altura de cono: 3,25 cm	1			
		1064613	Sin malla de soporte	5			
Grande		1064623UNI	Altura de cono: 3,75 cm	1			
		1064623	Sin malla de soporte	5			
Extra-Grande		1064633UNI	Altura de cono: 4,5 cm	1			
		1064633	Sin malla de soporte	5			